

## MNI TEST Réf. 5226 - 40 tests

Méthode immunologique pour détecter en 2 minutes les anticorps hétérophiles de la mononucléose infectieuse.

L'utilisation d'hématies de cheval formolées assure l'excellente spécificité du test et rend inutile l'absorption des autres anticorps hétérophiles.

**Rapidité** : 2 minutes

**Simplicité** : pas d'absorption

**Spécificité** : hématies de cheval formolées

**Stabilité** : 18 mois à +2°C ... +8°C

### MODE OPÉRATOIRE

